

# CONTROLLI POSITIVI PER REAL TIME PCR

ALIFAX

[www.alifax.com](http://www.alifax.com)

I controlli positivi Amplirun contengono l'intero genoma purificato di SARS-CoV-2 e delle varianti B.1.1.7 (Inglese) e B.1.351 (Sudafricana) per metodiche basate sull'amplificazione degli acidi nucleici.



 **VIRCELL**  
Molecular

AMPLIRUN® CORONAVIRUS  
SARS-CoV-2 RNA CONTROL  
(Ref. VIR MBC137-R) · RUO

AMPLIRUN® CORONAVIRUS  
SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA CONTROL  
(Ref. VIR MBC138-R) · RUO

AMPLIRUN® CORONAVIRUS  
SARS-CoV-2 B.1.351 RNA CONTROL  
(Ref. VIR MBC139-R) · RUO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- È il primo controllo dell'intero genoma a RNA di SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 B.1.1.7 e SARS-CoV-2 B.1.351; Qualsiasi target può essere amplificato;
- Consente la convalida dei test RT-PCR per la diagnosi di SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 B.1.1.7 SARS-CoV-2 B.1.351;
- Concentrazione precisa in copie / µl verificata da Digital Droplet PCR (ddPCR);
- RNA proveniente da sequenze isolate di campioni clinici;
- Materiale non infettivo certificato;
- Reattivi liofilizzati;
- Può essere utilizzato su varie piattaforme per analisi di RT-PCR.

**INFO:** Per informazioni tecniche rivolgersi al Servizio Tecnico Scientifico [sts@alifax.com](mailto:sts@alifax.com)  
Per una quotazione rivolgersi a [ufficio.gare@alifax.com](mailto:ufficio.gare@alifax.com)

**Distribuito in esclusiva da ALIFAX S.r.l.**

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia

Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | [info@alifax.com](mailto:info@alifax.com) | [www.alifax.com](http://www.alifax.com)

Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato.

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alifax Holding S.p.A.