


# PRINCIPIO DI ESTRAZIONE DELL'RNA DI SARS-CoV-2



Lo strumento Nexttractor® NX-48S è **ottimizzato per un ampio pannello di kit di estrazione dedicati** offrendo la possibilità di estrarre **DNA e/o RNA** di batteri, virus e cellule animali e vegetali da un'ampia gamma di campioni come saliva, feci, tamponi, sangue intero, tessuti, paraffinati, colture cellulari, alimenti e piante.

Formato dei Kit:

- Formato classico da 24 estrazioni per cartuccia (96 pozzetti)
- Formato ridotto da 8 estrazioni per cartuccia (32 pozzetti)



INSIDE INNOVATION



## NEXTRACTOR NX-48S

SISTEMA DI ESTRAZIONE AUTOMATICO  
DI ACIDI NUCLEICI VIRALI  
PER LA RICERCA DI **SARS-CoV-2**  
DA TAMPONI NASALI E NASOFARINGEI



GUARDA IL VIDEO DI  
NEXTRACTOR NX-48S

Distribuito in esclusiva da ALIFAX S.r.l.

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia

Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | info@alifax.com | www.alifax.com


Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato.



SISTEMA USER FRIENDLY

## NEXTRACTOR NX-48S

SISTEMA DI ESTRAZIONE  
AUTOMATICO DI ACIDI  
NUCLEICI VIRALI PER LA  
RICERCA DI **SARS-CoV-2**  
DA TAMPONI NASALI E  
NASOFARINGEI



www.alifax.com



# NEXTRACTOR NX-48S

## 48 CAMPIONI IN SOLI 22 MINUTI

- Estrazione totalmente **automatizzata**
- Reagenti **pronti all'uso**
- Estratto di **alta qualità**
- **Di facile utilizzo:** protocolli preimpostati e personalizzabili dall'utente
- **Sicuro:** dotato di lampade UV per prevenire cross contaminazioni e sensori di chiusura dello strumento

Strumento Nextractor NX-48S: codice **GEN NX48S**



## AMPIO PANNELLO DI KIT

Prodotto	codice	conf.	test	tipo campione
NX-48S Bacterial DNA Kit	GEN BD143	2 cartucce x 24 test	48	Sputum non trattato, sputum pretrattato (NaOH,NALC), Secrezione bronchiale, CSF, Urine, Colture cellulari, ecc.
	GEN BD153	6 cartucce x 8 test	48	
	GEN BD146	4 cartucce x 24 test	96	Urine, Tampone vaginale, Tampone cervicale, Tampone genitale, Tampone uretrale, Liquido seminale, Ulcera
	GEN BD156	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Viral DNA Kit	GEN VD141	4 cartucce x 24 test	96	Siero, Plasma
	GEN VD151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Viral RNA Kit	GEN VR142	4 cartucce x 24 test	96	Siero, Plasma, Tamponi UTM
	GEN VR152	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Viral NA Kit	GEN VN142	4 cartucce x 24 test	96	COVID-19 (Sputum non trattato)
	GEN VN152	6 cartucce x 8 test	48	
	GEN VN143	4 cartucce x 24 test	96	COVID-19 (Tampone nasofaringeo, sputum diluito, siero e plasma)
	GEN VN153	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Urine/Swab DNA Kit	GEN US141	4 cartucce x 24 test	96	Urine, Tampone cervicale, Tampone genitale, Tampone vaginale, EPS, Liquido seminale
	GEN US151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S FFPE DNA Kit	GEN FF141	2 cartucce x 24 test	48	FFPE, Tessuti
	GEN FF151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Stool DNA Kit	GEN SD141	2 cartucce x 24 test	48	Campione fecale, tampone rettale/fecale
	GEN SD151	6 cartucce x 8 test	48	

Prodotto	codice	conf.	test	tipo campione
NX-48S Stool RNA Kit	GEN SR141	2 cartucce x 24 test	48	Campione fecale, tampone rettale/fecale
	GEN SR151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Tissue DNA kit	GEN TD141	2 cartucce x 24 test	48	Tessuti
	GEN TD151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Cell DNA Kit	GEN CD141	2 cartucce x 24 test	48	Cellule
	GEN CD151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Cell RNA Kit	GEN CR141	2 cartucce x 24 test	48	Cellule
	GEN CR151	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Genomic DNA Kit	GEN GD141	4 cartucce x 24 test	96	Sangue intero, Buffy Coat, Tampone boccale, Campione salivare
	GEN GD151	6 cartucce x 8 test	48	
	GEN GD142	2 cartucce x 24 test	48	
	GEN GD152	6 cartucce x 8 test	48	
NX-48S Plant DNA Kit	GEN PD141	2 cartucce x 24 test	48	Semi, Riso, Mais, Grano
	GEN PD151	6 cartucce x 8 test	48	
	GEN PD142	2 cartucce x 24 test	48	Foglie, Gambi, Radici
GEN PD152	6 cartucce x 8 test	48		
NX-48S Food DNA Kit	GEN FD141	2 cartucce x 24 test	48	Alimenti, Mangimi
	GEN FD151	6 cartucce x 8 test	48	