

ALI
FAX

ALL IN ONE RT-PCR

Automatic Integrated Gene detection System **AIGS**

SISTEMA PER LA
DIAGNOSTICA
MOLECOLARE
RAPIDA MONOTEST



 **Life Real**

www.alifax.com



4 CAMPIONI IN 80 MINUTI

Leggero e di piccole dimensioni, il sistema AIGS non richiede un laboratorio dedicato ed è l'ideale per analisi point-of-care nella ricerca di infezioni da SARS-CoV-2.

Codice strumento: HLB LIFEREADY 1000



interfaccia grafica semplice ed intuitiva

PESO 16 Kg

strumento da banco ULTRACOMPATTO
L 380 x P 305 x H 343 (mm)

CE IVD MARKED


- **Processo automatizzato dall'estrazione all'interpretazione dei risultati**
- Reagenti pronti all'uso
- Cartucce con QR code, monouso e sigillate
- Walk away
- Accesso random
- Caricamento continuo
- Monitoraggio dei risultati in tempo reale
- Elevate sensibilità e specificità
- Protocolli preimpostati e personalizzabili
- Non richiede personale specializzato

ALL IN ONE REAL TIME PCR

Le cartucce pronte all'uso rendono l'analisi semplice e priva di contaminazioni. Rileva i geni S ed N di SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei ed orofaringei, sputum e BAL.



Tutto il processo di estrazione, purificazione ed amplificazione avviene nella medesima cartuccia



AIGS KITS - METODO REAL TIME PCR	n.test	Codice	CE IVD MARKED
COVID-19 nucleic acid (RNA) POCT detection kit	24	HLB C0011-E	
2019-nCoV/FluA/FluB nucleic acid (RNA) POCT detection kit	24	HLB A0013-E	
Herpes Simplex Virus Type II nucleic acid (DNA) POCT detection kit	24	HLB A0003-E	
Mycobacterium Tuberculosis Complex nucleic acid (DNA) POCT detection kit	24	HLB A0008-E	
Mycobacterium Tuberculosis/Haemophilus Influenza/streptococcus pneumoniae Complex nucleic acid (DNA) POCT detection kit	24	HLB C0001-E	
Mycobacterium Tuberculosis/Mycobacterium Avium/Mycobacterium Abscessus Complex nucleic acid (DNA) POCT detection kit	24	HLB C0008-E	CE IVD MARKED



INSIDE INNOVATION



Life Real

AIGS

AUTOMATIC INTEGRATED GENE DETECTION SYSTEM

SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE RAPIDA MONOTEST

Distribuito in esclusiva da ALIFAX S.r.l.

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia

Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | info@alifax.com | www.alifax.com

Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato.