

ALI  
FAX

# COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST

RISPOSTE RAPIDISSIME PER LA  
DIAGNOSI DI SARS-CoV-2

TEST ANTIGENICO RAPIDO




- FORMATO MONO-TEST
- REAGENTI PRONTI ALL'USO
- RISULTATI IN 15 MINUTI
- PROCEDURA SEMPLICE
- FACILE DA INTERPRETARE
- ELEVATA SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ
- LETTURA MANUALE O AUTOMATIZZATA

[www.alifax.com](http://www.alifax.com)

# COVID-19 Antigen Rapid Test

**COVID-19 Antigen Rapid Test** è un test immunocromatografico rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni SARS-CoV-2 presenti nella rinofaringe umana. Solo per uso diagnostico professionale in vitro.



## CODICI ORDINATIVI

**\*\*Codice kit per lettura automatizzata:** HAB INCP-R502 - descrizione: 2019-nCOV ANTIGEN RAPID TEST (CASSETTE) FOR LF READER  
incluso nel kit: 20 cassette, 20 tubi di estrazione, 20 tappi gocciolatori, Buffer di reazione 20 tamponi sterili (per prelievo nasofaringeo), istruzioni per l'uso

**\*\*Codice lettore:** HAB ATR-001 - descrizione: ALLTEST LF READER

**\*Codice kit interpretazione visiva:** HAB ICOV-502 - descrizione: 2019-nCOV ANTIGEN RAPID TEST  
incluso nel kit: 20 cassette, 20 tubi di estrazione, 20 tappi gocciolatori, Buffer di reazione 20 tamponi sterili (per prelievo nasofaringeo), istruzioni per l'uso

## Distribuito in esclusiva da ALIFAX S.r.l.

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia

Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | info@alifax.com | [www.alifax.com](http://www.alifax.com)

Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato.

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alifax Holding S.p.A.