

ALI  
FAX

CLIA ALL IN ONE

# HELICOBACTER PYLORI AG

CLIA MONOTEST PER  
DIAGNOSI H. PYLORI AG  
SU FECI



Nuovo device di pretrattamento del campione, senza centrifugazione, associato al test immunologico (CLIA) per la rilevazione qualitativa dell'antigene Helicobacter pylori

# VirClia<sup>®</sup> H. PYLORI AG

## SOLUZIONE FLESSIBILE E COMPLETAMENTE AUTOMATICA

codice prodotto: VIR VCM103


- **Innovativo sistema di estrazione senza centrifugazione** con VirClia<sup>®</sup> EXTRACTION TUBE (cod. VIR VCET001)  
Risultati in 1 ora: diagnosi rapida
- **Formato Monotest: tutti i reagenti pronti all'uso** inclusi nelle strips
- **Controllo di qualità** in ciascuna strip, nessun calibratore o controllo aggiuntivi
- **Automatizzabile** su strumenti VirClia<sup>®</sup> Lotus e VirClia<sup>®</sup> Thunderbolt



### PROCEDURA PRE-ANALITICA FACILE E VELOCE

VirClia<sup>®</sup> EXTRACTION TUBE (cod. VIR VCET001) include tamponi per il prelievo, provette pre-riempite con soluzione di estrazione e dispositivi di filtraggio per la preparazione veloce del campione

**30"** a campione



PRODOTTO		CODICE	CONFEZIONE
HELICOBACTER PYLORI Ag VirClia <sup>®</sup> monotest	<b>NEW</b>	VIR VCM103	24 test € 0123
VirClia <sup>®</sup> Extraction Tube	<b>NEW</b>	VIR VCET001	26 test €
HELICOBACTER PYLORI VirClia <sup>®</sup> IgA monotest		VIR VCM029	24 test €
HELICOBACTER PYLORI VirClia <sup>®</sup> IgG monotest		VIR VCM030	24 test €

**ALIFAX S.r.l.** Via Petrarca, 2/1 - Poverara (PD) - Italy - (+39) 049 0992000 | info@alifax.com | [www.alifax.com](http://www.alifax.com)  
Entered in Padova companies register at the n. 04337640280. Company stock € 10.000.000 entirely deposited. Company with single partner and subjected to direction and coordination of Alifax Holding S.p.A.