

ALI  
FAX

TRASPORTARE IN SICUREZZA

# ALICASE

CONTENITORI SECONDARI  
PER IL TRASPORTO DI  
CAMPIONI BIOLOGICI



Il contenitore secondario ideale a tenuta ermetica



**Foro per sigillo** di sicurezza  
a prova di manomissione



**Chiusura di sicurezza**  
con pulsante di sblocco

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenuta ermetica
- Conforme alle normative per il trasporto
- Chiusura di sicurezza
- Foro per il sigillo
- Trasparente
- Sostituzione semplice dei componenti
- Alta capacità di trasporto
- Peso contenuto
- Vassoio porta documenti
- Maniglia ergonomica
- Ganci di chiusura in plastica

SMALL	BIG
<p><b>Alicase</b> codice SE ALC01 BIO</p> <p>Peso: 550 g</p> <p>Mis. esterne: 244X143x158 mm (w, d, m)</p> <p>Mis. interne: 207x105X125 mm (w, d, m)</p>	<p><b>Alicase</b> codice SE ALC02 BIO</p> <p>Peso: 950 g</p> <p>Mis. esterne: 308mmx244mmx158mm</p> <p>Mis. interne: 272mmx207mmx125mm</p> <p>Capacità: circa 180 provette 13mm Ø</p>



Alicase è il contenitore secondario ideale da inserire in **Alibox**, la smart box brevettata per il trasporto di materiale biologico, con controllo attivo della temperatura e monitoraggio costante di geolocalizzazione e altri parametri su piattaforma Cloud



Conforme a A.D.R. P650, I.M.D.G., Cir. Min. n.400.3 08.05.2003, Cir.Min. n.16 20.07.1994, UN3373.  
I prodotti elencati nel presente documento possono essere stati modificati rispetto all'ultima edizione disponibile.

### ALIFAX S.r.l.

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia

Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | info@alifax.com | [www.alifax.com](http://www.alifax.com)

Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente versato.  
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alifax Holding S.p.A.